

e-cell™ - Често задавани въпроси

Общи

Какво е e-cell™?

Как всъщност действа e-cell™?

Как се използва e-cell™?

Колко продължава всяка лечебна сесия с e-cell™?

Може ли всякакви състояния да се лекуват с която и да е терапевтична карта?

По какво се различават терапевтичните карти на e-cell™ една от друга?

Може ли e-cell™ работи без терапевтична карта?

Как можете да разберете дали e-cell™ работи?

Можете ли да усетите e-cell™?

След колко време може да се усети промяна?

e-cell™ действа ли на всеки човек?

Колко пъти дневно можете да използвате e-cell™?

За какъв период от време трябва да използвате e-cell™?

Как действа e-cell™ върху тялото?

Как да разберете дали e-cell™ действа след като не усещате нищо?

Това не е ли поредната ИЗМАМА на пазара?

При какви състояния e-cell™ действа **НАЙ-ДОБРЕ**?

При какви състояния e-cell™ **НЕ** действа?

Колко време отнема действието на e-cell™? Колко трябва да се изчака преди да се наблюдава промяна?

Клинични

Устройството ефективно ли е както при стари, така и при нови наранявания?

Това е първата травма, лекувана с e-cell™. Как да разберете дали e-cell™ е ускорил заздравяването?

Как спортистите могат да използват устройството в своя полза?

Може ли e-cell™ да помогне при рекурентни наранявания?

Колко често трябва да използвате e-cell™? Веднъж дневно или 2-3 пъти седмично?

Устройството предназначено ли е само за костно-мускулни болки или може да помага и при други състояния като нарушено храносмилане, менструални болки, слънчеви петна, язви на краката, порязвания и мигрена?

Може ли e-cell™ да се използва при остеопороза? Ако да, как да се използва?

Какви заболявания или състояния са противопоказни с използването на e-cell™?

Може ли e-cell™ да се използва от пациенти с ракови заболявания?

Ако пациентът няма раково заболяване, възможно ли е e-cell™ да предизвика появата на туморно образувание?

Възможно ли е сигналът при изключване на e-cell™ да бъде увеличен, така че да се чува от по-възрастни хора?

При какви състояния e-cell™ действа **НАЙ-ДОБРЕ**? (списък)

Технически

Ще се развали ли батерията на e-cell™, ако устройството се използва непрекъснато включено към електрическата мрежа? Трябва ли e-cell™ да се използва на батерия, за да се удължи живота ѝ?

Поставянето на велкро колана около врата изглежда неудобно при употреба на e-cell™. Как да се използва e-cell™ за лечение на врата?

Какво означава наименованието „e-cell™“?

За какво се използва „съдовата карта“?

Какви проведени тестове показват, че устройството действа по начина, по които се твърди?
Употребата на e-cell води ли до нежелани реакции?

Ще окаже ли енергията, излъчвана от e-cell, отрицателен ефект върху тялото ми?

Гаранция

Какво е гаранционното обслужване на e-cell? Кои компании обслужват e-cell в определени държави?

Може ли да получите заместващ e-cell или заряден кабел, ако изпратите e-cell за поправка?

Достоверност

Какво стои зад дизайна на e-cell? Как може да сте сигурени, че технологията е безопасна и ефективна?

Къде може да се намери повече информация за проучванията, проведени върху e-cell?

Общи

Какво е e-cell™?

e-cell е дигитално, персонално медицинско устройство. То може да се използва при много често срещани състояния, които са част от нормалния, ежедневен живот.

Как всъщност действа e-cell™?

Технологията на e-cell се основава на концепцията за „синтетичното упражнение“ и използва три одобрени от FDA форми на вълни, които подпомагат естествените възстановителни процеси на човешкото тяло след настъпване на увреждане. Болката и недостатъчното използване на раненото място след травма намаляват електрическият ток, произвеждан в човешките тъкани, стимулиращи възстановителния процес. e-cell помага на тялото да замести тези липсващи електрически потенциали и така създава оптимална среда за възстановяване.

e-cell е технология за индуциране на енергия, която генерира сложни серии от енергийни полета. Тя индуцира оптимални биоелектрически и биохимични стимули в клетките на тялото (кръв, кости, мускули, тъкани, и т.н.), сходни с тези, произвеждани по време на физическо натоварване.

В допълнение към облекчаването на болката чрез активиране на естествените медиатори на възпалението, e-cell също така ускорява процеса на заздравяване, протичащ в тялото. Устройството подобрява растежа на костите, възстановяването на тъканите, кръвообръщението и гъвкавостта на сухожилията.

Как се използва e-cell™?

След поставяне и зареждане на батерията, поставете желаната **терапевтична карта** в горния край на вашия e-cell, активирайте устройството като натиснете бутона „on/off“ и поставете e-cell върху областта, която трябва да бъде лекувана, с долната част (страната, където е поставена батерията) към тялото.

e-cell може да се използва със или без велкро колана.м.,б

Колко продължава всяка лечебна сесия с e-cell™?

Всяка терапевтична карта на e-cell е програмирана за провеждане на 30-минутна лечебна сесия, включваща:

- период на загряване
- активна фаза
- период на изстиване

Може ли всякакви състояния да се лекуват с която и да е терапевтична карта?

Не. Терапевтичните карти на e-cell използват електромагнитни полета, заложи в сложна лечебна програма, създадена според специфичната патология, вида тъкан и степента на заздравяване.

e-cell се предлага в комплект с 12 терапевтични карти:

Врат	Гръб	Кръст
Рамо	Лакът	Китка
Бедро	Коляно	Глезен
ОА (остеоартрит)	Кости	Съдове

По какво се различават терапевтичните карти на e-cell™ една от друга?

Протоколите на e-cell са базирани на биоелектрична активност, участваща в естествения процес на възстановяване на различни мускулни зони. Тези физиологични секвенции са интегрирани в експертна терапевтична система, контролирана чрез сложна технология със SIM карти, които прилагат предварително зададени лечебни програми.

Може ли e-cell™ работи без терапевтична карта?

Не. e-cell е създаден да бъде активен за ограничен период от три и половина минути без поставяне на терапевтична карта, който да потвърди правилното функциониране на устройството. Терапевтичните карти са необходими за прилагане на коректните лечебни програми.

Как можете да разберете дали e-cell™ работи?

След включване на устройството от бутона „on/off” двете лампички в дясно започват да премигват, потвърждавайки правилното функциониране на e-cell.

При излъчване на терапевтичен сигнал от e-cell може да се чуе и лека вибрация на магнитната намотка.

Можете ли да усетите e-cell™?

Електромагнитните полета на e-cell понякога могат да доведат до леко затопляне в областта на лечение и да предизвикат слаба съдова реакция в тази зона. Устройството не излъчва директна вибрация или топлина.

След колко време може да се усети промяна?

Клинично погледнато e-cell подпомага оздравителните механизми на тялото за по-бързо възстановяване след нараняване в сравнение с естествените възстановителни процеси.

Много хора, използващи e-cell съобщават за значителни подобрения след 2-3 лечебни сесии.

e-cell™ действа ли на всеки човек?

e-cell произвежда електромагнитни полета, които „имитират“ стимулиращите сигнали на тялото по време на упражнения като по този начин спомагат за формиране на нова тъкан без задължително извършване на физическа дейност.

Протоколите са еднакви за хора от всички възрастови групи, пол и раса.

Колко пъти дневно можете да използвате e-cell™?

Първоначално използвайте e-cell 2-4 пъти дневно като постепенно, с подобряване на състоянието, намалявате честотата до веднъж дневно.

За какъв период от време трябва да използвате e-cell™?

e-cell спомага за регулиране на физиологичните прецеси на тялото.

След възстановяване, прилагането на поддържаща програма веднъж седмично е от особена полза, особено при хронични болки.

Как действа e-cell върху тялото?

e-cell използва естествения биоелектрически език на клетките, за да ги убеди, че се намират под тежко физическо натоварване. В подобно състояние тъканите преминават от физиология в покой към физиология при натоварване, което задейства каскада на важни биологични системи, често потискана от наранявания, свръхнатоварване или възраст. На практика, e-cell убеждава лекуваната област, че тя се намира в състояние на тежко физическо натоварване, което води до потискане на възпалението, увеличаване на притока на хранителни вещества и смяна на стария клетъчен материал с нов. Това е напълно естествен процес, който понякога обаче бива деактивиран вследствие на начина ни на живот или наличието на други увреждания.

Как да разберете дали e-cell действа след като не усещате нищо?

Биоелектрическият език на e-cell не може да бъде усетен директно от потребителя, но в много случаи физиологичните реакции могат. В зависимост от лекуваното състояние, e-cell може да предизвика слабо мравучкане, тежест в тъканите или дори краткотрайно засилване на болката, докато новите тъкани заемат мястото на старите наранени пространства.

Въпреки това, чувството, което изпитвате в определен момент не бива да се разглежда като показател за действието на e-cell върху вашата собствена физиология. Възстановяването от стари или ненапълно излекувани наранявания може да отнеме по-дълго време.

Това не е ли поредната ИЗМАМА на пазара?

e-cell е сложно медицинско, терапевтично устройство което е признато от регулаторните органи в Европа и Австралия и притежава важни CE и TGA сертификати. Винаги когато оценявате подобни устройства, трябва да взимате под внимание техните сертификати и чак след това твърденията за тях.

Не съществуват магически лекове, които могат да помогнат на всеки, така че не вярвайте на тези, които се опитват да ви убедят, че те са открили нещо подобно.

e-cell действа чрез усилване на нормалните биологични процеси, които принципно съществуват в тялото. Устройството се справя с различни проблеми по различни начини, но единствено и само чрез активиране на естествените за тялото процеси. Без трикове и несериозни твърдения, а само чрез разумно и внимателно използване на собствените възстановителни способности на тялото.

При какви състояния e-cell действа НАЙ-ДОБРЕ?

e-cell е създаден за лечение на увреждания и инвалидизация на мускули, стави и съединителна тъкан. Устройството помага, тъй като растежа и обмена на клетки в тъканите се регулира от физическото натоварване. Тялото се стреми да запази перфектния баланс между използване, износване и формиране на нова тъкан. Когато болка, стойка, начин на живот, инвалидност или възраст забавят обмена на тези тъкани, нараняванията остават и често се превръщат в хронични. e-cell действа най-добре, когато се използва като заместител на физическо натоварване като по този начин възстановява формирането на нова тъкан без съответното използване и износване.

При какви състояния e-cell НЕ действа?

e-cell не лекува болести, имунологични нарушения, ракови заболявания, хормонални нарушения или други вътрешни или неврологични състояния. При подобни нарушения трябва да се консултирате с вашия лекар.

Колко време отнема действието на e-cell? Колко трябва да се изчака преди да се наблюдава промяна?

Първо трябва да си зададете въпроса: „Колко време отне проявата на травмата?“. Ако нанасянето на травмата е отнело години, e-cell не може да я излекува в рамките на 24 часа. От друга страна, при остро (ново) нараняване e-cell може да постигне значителен ефект до 1-2 дни.

Не съществува еднозначен отговор, тъй като нараняванията могат да са различни по своето естество. Имайки това предвид, по-долу можете да откриете основни указания, които да са ви от полза:

- Травмите се лекуват постепенно за период от около 12 месеца. Преминаването на болезнената фаза на възпаление, която е само част от процеса, който усещаме, може да отнеме 4 до 14 дни, но това зависи до голяма степен от естеството на нараняването.
- В резултат на това, повечето хора задават въпроса след колко време e-cell ще започне да действа като всъщност искат да знаят колко време ще отнеме отшумяването на възпалителната част от лечебния процес.
- Като цяло определено намаляване на възпалението и болката може да се очаква между 24 и 48 часа след използване на устройството, при положение, че нараняването е единично и без усложнения. При хронични, рекурентни наранявания, свръхнатоварвания или дегенерации, които

не могат да бъдат в пълен покой, възпалението ще бъде продължителен процес и e-cell ще се нуждае от повече време да го постави под контрол. В подобни случаи търпението и упоритостта са от ключово значение, а постигането на усещане за реални резултати може да отнеме до 7 дни, но пълното възстановяване, дори и тогава, е далеч от завършено. Дори след отшумяване на болката e-cell трябва да се използва за постигане на възможно най-пълно възстановяване и ограничаване на повторно нараняване в бъдеще.

Клинични

Устройството ефективно ли е както при стари, така и при нови наранявания?

Терапевтичните карти на e-cell са програмирани за възможно най-ефективното възстановяване, вземайки предвид всички индивидуални променливи на ставните структури. При нови наранявания терапевтичните карти разполагат с подходяща програма, която да подпомогне процеса на възстановяване. При стари, по-продължителни наранявания са наблюдавани клинични ползи при използването на съдовата карта за 6-10 начални сесии преди използването на терапевтична карта за лечение на специфичното място.

Използването на съдовата карта се обосновава с факта, че след настъпване на нараняване тялото значително засилва съдовата реакция към съответното място, за да спомогне за неговото възстановяване. Ако състоянието не премине за период от средно 12-15 седмици, тялото прекратява съдовата реакция в наранената област. Наблюдавани са клинични ползи от използването на съдовата карта за по-дългосрочни клинични състояния преди използване на определена терапевтична карта.

Това е първата травма, лекувана с e-cell. Как да разберете дали e-cell е ускорил заздравяването?

Ако имате приятели на вашата възраст и сходно с вашето ниво на активност и сравните времето за възстановяване на вашето нараняване с подобни наранявания при тях, ще можете да наблюдавате съкратено време за възстановяване при използване на e-cell.

Как спортистите могат да използват устройството в своя полза?

Тренировките на всички елитни спортисти са тежки и стресиращи за физиологията и ставите на човешкото тяло. Основен проблем, свързан с представянето на елитните спортисти е способността им да се възстановяват след увреждания, които са неизбежни при подобни натоварвания на телата им.

Много спортисти тренират в постоянно състояние на болка или нараняване. Използвайки e-cell, времето за възстановяване е ускорено, както и естеството и физиологията на местни тъкани, което води до много по-малък брой травми.

Може ли e-cell да помогне при рекурентни наранявания?

Рекурентните наранявания са често срещани, защото областта е възбудена в резултат на първоначално нараняване и поради това нанесената травма не може да се възстанови напълно.

Съществуват три променливи що се отнася до превенцията на хронични наранявания:

- **Натоварване.** Натоварването е дефинирано като брой специфични движения, извършени за определен период от време. Тази времева рамка може да бъде дневна или с прекъсвания през годината.

- Ефикасност на телесната биомеханика. Осигуряване на правилната стойка в работна среда или при спортуване. На работните си места повечето хора заемат неправилна стойка, което води до статистика от четири от десет души, страдащи от главоболие и четири от десет души, страдащи от болки в кръста. Проблемът с правилното биомеханично положение е от особено значение за свеждане на риска от повторно появяване на травми до минимум.
- Физиологична сила. Проблемът е свързан с фибробластите и състояния в матрицата на съединителната тъкан. При увредени и застряващи тъкани възстановителният процес е компрометиран до голяма степен. e-cell може да помогне и значително да засили способността на тялото да бъде физиологически силно. Това, заедно с други фактори, намалява склонността на тялото към повторни травми.

Колко често трябва да използвате e-cell? Веднъж дневно или 2-3 пъти седмично?

e-cell трябва да се използва като електронна рецепта, т.е. 2-3 пъти дневно като с подобряване на състоянието честотата трябва да бъде намалена. e-cell може да бъде използван и само с батерия, което позволява по-голяма подвижност на устройството.

Устройството предназначено ли е само за костно-мускулни болки или може да помага и при други състояния като нарушено храносмилане, менструални болки, слънчеви петна, язви на краката, порязвания и мигрена?

e-cell е класифицирано като медицинско изделие Клас Па, притежава Сертификат за съответствие по CE1304 и е включено в Австралийския регистър на терапевтични стоки (Australian Register of Therapeutic Goods, ARTG) номер 125537. Ние не можем да твърдим положителния му ефект при никакви други състояния освен костно-мускулни наранявания.

Може ли e-cell да се използва при остеопороза? Ако да, как да се използва?

e-cell е устройство, което се поставя извън тялото върху засегнатата или наранената област и не налага хирургична интервенция.

Когато човешките кости се огъват или чупят, те генерират електрическо поле. Това слабо електрическо поле активира вътрешния възстановителен механизъм на тялото, който на свой ред стимулира заздравяването на костите и техния растеж, но при някои пациенти този оздравителен процес е увреден или липсва. В резултат на това фрактурните фрагменти не могат да зарастнат правилно. В скорошно изпитване с малък брой пациенти проведено от Orthofix Corporation и Wake Forest University стимулирането на костния растеж успешно лекува недобре зарастнали фрактури. Смята се, че това електромагнитно поле стимулира естествения растеж на костите, повишавайки костната плътност и отслабвайки прогресирането на остеопорозата.

Костната карта може да има благоприятен ефект върху това заболяване.

Какви заболявания или състояния са противопоказни с използването на e-cell?

Най-модерните електронни съоръжения са защитени от радиочестотни (RF) и електромагнитни (EM) сигнали. Въпреки това определени електронни съоръжения могат да не разполагат със защита срещу RF и EM сигналите на e-cell.

Пейсмейкъри:

Производителите на пейсмейкъри препоръчват поддържане на минимално отстояние от двайсет (20) сантиметра между мобилни телефони и пейсмейкъра с цел избягване на потенциално взаимодействие. Препоръчително е e-cell да се използва в съответствие с тази препоръка. Тази препоръка е съгласувана с независимо проучване и препоръките на Wireless Technology Research.

Лица с пейсмейкъри:

- винаги трябва да държат e-cell на повече от двайсет (20) сантиметра от техните пейсмейкъри, когато e-cell е включен.
- не бива да носят e-cell в джоб на гърдите си
- трябва незабавно да изключат e-cell при подозрение за взаимодействие между устройството и пейсмейкъра.

Слухови апаратчета:

Някои електронни устройства могат да взаимодействат със слуховите апаратчета. При подобни случаи е добре да се консултирате с вашия лекар.

Други медицински изделия:

Работата с радиопредаващи съоръжения, включително мобилни телефони и e-cell може да наруши функционалността на недобре защитени медицински изделия. За да определите степента на защита от RF и/или ЕМ сигнали на определени медицински изделия, потърсете съвет от вашия лекар или производителя на изделието.

e-cell трябва да бъде изключван, когато наредбите на определени здравни заведения налагат изключването на устройства, които могат да повлияят негативно на съоръжения, чувствителни към външни RF и/или ЕМ сигнали.

Може ли e-cell да се използва от пациенти с ракови заболявания?

Принципно e-cell се смята за безопасен, но употребата му трябва да се избягва при бременни пациенти, лица с пейсмейкър или такива с установено раково заболяване.

Ако пациентът няма раково заболяване, възможно ли е e-cell да предизвика появата на туморно образуване?

Няма данни, че e-cell може да предизвика появата на туморни образувания. Според Liang, Y., et al. Anticancer Res 1997 May-Jun;17(3C):2083-8, магнитните полета засилват действието на някои противоракови заболявания като благоприятстват за модулацията на противораковата терапия.

Въпреки това ние смятаме, че употребата на e-cell при лица с ракови заболявания трябва да се избягва.

Възможно ли е сигналът при изключване на e-cell да бъде увеличен, така че да се чува от по-възрастни хора?

С настоящата технология не е възможно да се усили звука на сигнала при изключване.

По-долу е представен списък с най-често задаваните въпроси, свързани със спортните наранявания.

При какви състояния e-cell действа НАЙ-ДОБРЕ? (списък)

<u>НАРАНЯВАНЕ:</u>	<u>Подходяща терапевтична карта</u>
Абразия и „Road Rash”	Съдова
ACL нараняване	Колянна
Тендонит на ахилесовата пета	Съдова
Руптура на тендонит на ахилесовата пета	Съдова
Болка и нараняване на ахилесовото сухожилие	Съдова
Адхезивен капсулит (замръзнало рамо)	Рамо
Изкълчване на глезена	Глезен
Фрактура на глезена	Глезен
Предно и задно нараняване на кръстовидните връзки	Коляно
Артрит на рамото	ОА
Брузит	Съдова и приложима специфична карта
Разтягане на пресеца	Съдова
Синдром на карпалния тунел	Съдова
Наранявания и нарушения на хрущяла	ОА
Наранявания на ключицата	Рамо и Съдова
Фрактура на ключицата	Костна
Хондромалация	ОА и Съдова
Синдром на повишено налягане	Съдова
Мускулни крампи	Съдова
Реконструкция на кръстовидните връзки	Коляно и Съдова
Закъсняла поява на мускулна треска (D.O.M.S.)	Съдова
Упражнения и екстремн студ	Съдова
Упражнения и екстремна топлина	Съдова
Замръзнало рамо (адхезивен капсулит)	Рамо и Съдова
Разтегляне в областта на слабините	Съдова
Нараняване на растежни пластини	ОА и Съдова
Разтягане или разкъсване на ахилесовото сухожилие	Съдова
Нараняване на ахилесовото сухожилие	Съдова
Ишемия на ръката	Съдова
Шип на петата	Съдова и Костна
Херниален диск	Съдова
Кръвонасядане на бедрото	Съдова
Илиотибиален синдром	Съдова
Синдром на субакромиално притискане	Съдова
Илиопсоасен синдром	Съдова
Коляно - хрущялни наранявания и нарушения	Коляно
Коляно - хондромалация	ОА и Коляно
Коляно - наранявания на връзките	Коляно и Съдова
Коляно - наранявания на менискуса	Коляно и Съдова
Коляно - синдром на пателофеморална болка	Коляно, ОА и Съдова
Коляно - плика синдром	Съдова и Коляно
Коляно - наранявания на сухожилията	Съдова
Латерален епикондилит / лакът на тенисист	Лакът и Съдова
Нараняване на колянните връзки	Коляно и Съдова
Нараняване на медиална и колатерална връзка	Коляно и Съдова
Наранявания на менискуса	Коляно и Съдова
Мускулни крампи	Съдова и магнезий
Заболяване на Osgood-schlatter	Съдова и Коляно
Пателофеморална болка	Съдова и Коляно
Синдром на пириформис	Съдова
PCL нараняване	Съдова и Коляно
Плантарен фасциит	Съдова

Плика синдром	Съдова и Коляно
Лечение на „Road rash”	Съдова
Ротаторен маншон – разкъсване (може да налага операция)	Съдова и Рамо
Скапуларна фрактура	Съдова и Костна
Ишиас	Съдова и Бедро
Страничен шев	Съдова
Шиниране на пищял	Съдова
Раменни дислокации	Съдова и Рамо
Раменни сепарации (може да налага операция)	Съдова и Рамо
Раменен тендонит, бурсит и синдром на субакромиално притискане	Съдова и Рамо
Наранявания на сухожилията и нарушения на коляното	Съдова и Коляно
Тендонит	Съдова
Разкъсан ротаторен маншон	Съдова и Рамо
Разтягане метатарзофалангеална става	Съдова и Шия
Травма при камшичен удар	Съдова и Шия

Повечето клинични категории, изложени по-горе, са чести наранявания, които се проявяват не само сред спортистите, но и сред останалото население, независимо от възрастта.

e-cell не лекува болести, имунни нарушения, ракови заболявания, хормонални нарушения и други вътрешни или неврологични състояния.

Технически

Ще се развали ли батерията на e-cell, ако устройството се използва непрекъснато включено към електрическата мрежа? Трябва ли e-cell да се използва на батерия, за да се удължи живота ѝ?

e-cell използва най-модерната технология, приложима към батериите, и подобно на мобилен телефон може да се използва както включен в електрическата мрежа, така и в мобилен вариант.

Батерията на e-cell е създадена с предположението, че повечето потребители ще третират ранните фази на оплакванията си с устройство, включено в електрическата мрежа с цел максимален резултат от лечението. Предполага се, че след фазата на ранно лечение, e-cell ще трябва да се използва в по-мобилни ситуации. Поради това, смесената употреба на включване към електрическата мрежа и мобилната употреба осигуряват максимална ефикасност и живот на батерията.

Поставянето на велкро колана около врата изглежда неудобно при употреба на e-cell. Как да се използва e-cell за лечение на врата?

e-cell трябва да бъде приложен в близост до мястото на травмата и как това ще бъде постигнато е въпрос на индивидуално удобство. Велкро колана може да бъде подходящ в много ситуации, но не винаги. Поставянето на e-cell зад врата и притиснат към облегалка, докато пациента е в седнало положение може да е по-удобно и подходящо в този случай. Пациентите трябва да използват e-cell по най-удобния за тях начин.

Какво означава наименованието „e-cell”?

e-cell е игра на думи, идваща от английските думи „energy” (енергия) и „cell” (клетка). Енергийната медицина, заедно с фармакологията, играя нарастваща роля в световното здравеопазване и буквата „e” в

„e-cell” го класифицира като устройство за енергийна медицина. „Cell” се отнася до биологичните клетки, тъй като e-cell комуникира директно с клетките при активирането и стимулирането на естествения процес на възстановяване вследствие на нараняване.

За какво се използва „съдовата карта”?

Терапевтичната съдова карта се използва за облекчаване на локална, остра и хронична болка в меките тъкани във всички области на тялото.

Кръвообращението или кръвоснабдяването е важно за здравето на човек, тъй като то доставя хранителни вещества до всички клетки на тялото и отстранява вредните и непотребни такива. При много стари или хронични травми кръвоснабдяването може да бъде компрометирано, което да доведе забавяне или невъзможност за заздравяване.

Съдовата карта се използва за подобряване на формиране на нови кръвоносни съдове и спомагане на възстановяването на естествения оздравителен процес.

Честите състояния, подходящи за лечение със съдова карта включват:

- незаздравяващи язви и рани
- неврална чувствителност (сърбеж)
- синдроми на миофасциална болка
- рекурентни и хронични наранявания
- общ контрол върху болката
- болка, която не се свързва с установими ставни патологии или заболявания

Какви проведени тестове показват, че устройството действа по начина, по които се твърди?

Технологията на e-cell се базира на най-широко изследваната техника за енергийна медицина. Над 500 000 пациента са лекувани и тествани клинично в продължение на повече от три десетилетия в САЩ, Европа, Австралия и Азия.

e-cell използва най-модерните компютъризирани версии на тази технология.

Употребата на e-cell води ли до нежелани реакции?

Технологията на e-cell се използва в клинична среда вече повече от 30 години и през това време не са постъпвали съобщения за нежелани реакции.

Ще окаже ли енергията, излъчвана от e-cell, отрицателен ефект върху тялото ми?

e-cell е създаден да излъчва същите биосигнали, които тялото произвежда по време на физическо натоварване. Много малко неща биха могли да са по-естествени за човек.

Гаранция

Какво е гаранционното обслужване на e-cell? Кои компании обслужват e-cell в определени държави?

e-cell не съдържа подвижни части и не се нуждае от обслужване.

При нужда от поправка e-cell може да бъде върнат на компанията, от която устройството е закупено. Тя ще уреди връщането на апарата на Global Energy Medicine Pty Ltd. Всички поправки на e-cell ще бъдат извършвани единствено и само от Global Energy Medicine Pty Ltd.

e-cell и компонентите му са предмет на дванайсет (12) месечна гаранция от датата на закупуване. Global Energy Medicine Pty Ltd може, по свое усмотрение и безплатно, да замени устройството или да поправи неизправно устройство. По отношение на износващите се части (включително, но само батерии, зарядно за батерии, корпус, малки части по корпуса, защитни покрития, електронни компоненти и велкро колан) гаранцията е валидна за период от три (3) месеца от датата на закупуване.

Може ли да получите заместващ e-cell или заряден кабел, ако изпратите e-cell за поправка?

В случай, че e-cell се нуждае от поправка, всякакви спогодби, отнасящи се до използването на заместващ e-cell по време на периода на поправка трябва да бъдат уредени между фирмата-доставчик и клиента. Global Energy Medicine се съгласява да даде на кредит или да замени всеки дефектен e-cell на доставчика.

e-cell се продават заедно със зарядно за батерии, батерия и велкро колан.

При нужда аксесоарите на e-cell са налични за закупуване като отделни артикули.

Достоверност

Какво стои зад дизайна на e-cell? Как може да сте сигурени, че технологията е безопасна и ефективна?

Устройството е кулминация на концепция, чието начало е поставено още от Луиджи Галвани (1737-1798 г.) под наименованието *биоелектрогенезис*. Дори Бенджамин Франклин е участвал в разработката с неговите прочути електромускулни експерименти. Много известни учени, организации и болници са допринесли за глобалната информираност по отношение на енергийната медицина и важната роля, която тя играе за нормалата ежедневна физиология.

Global Energy Medicine не са изобретили енергийната медицина. Компанията единствено е разработила най-лесния за употреба и най-ефективен метод за лечение на множество чести костно-мускулни заболявания. GEM не са първите, научили, че различните наранявания и области на тялото имат собствени „диалекти” на езика на клетъчната енергия. Те единствено са направили това напълно достъпно чрез използването на модерните микропроцесорни терапевтични карти.

Къде може да се намери повече информация за проучванията, проведени върху e-cell?

Global Energy Medicine Pty Ltd разполага с набор от полезни научни изследвания, които могат да помогнат на пациентите и клиентите да разберат как работи тази забележителна технология.

За повече информация посетете адрес: <http://www.globalenergymedicine.com/results.htm>